

ELEKTRICKÁ MEMBRÁNOVÁ ODSÁVAČKA ES-93



Je určena k odsávání u lůžka pacienta, na operačních nebo porodních sálech, na JIRP - jednotkách intenzivní péče pro patologické novorozence, dětských odděleních, observačních boxech v sanitních vozidlech apod. Je použitelná všude tam, kde jsou požadovány přístroje s jednoduchou obsluhou vysokou spolehlivostí a prostorovou nenáročností. Při konstrukci tohoto přístroje byl použit velmi tichý, osvědčený membránový agregát se zabudovanou pohonnou jednotkou.

Celý přístroj je zabudován do plastového pouzdra na jehož boku jsou upevněny 2 zásobní láhve na odsávanou tekutinu. Součástí přístroje je výměnný bakteriologický filtr. Odsávačku je možno pomocí upínacího mechanismu instalovat na pojízdný stojan nebo upínací lištu např. v sanitním vozidle.

Přístroj se vyrábí v provedení pro napájení 230V / 50Hz, nebo s doplňkem pro napájení 12 V z el. sítě vozidla.

V sestavě pro kontinuální odsávání např. pneumothoraxu se dodává upravená hlavice s možností plynulé regulace podtlaku pomocí vodního sloupce.

Technické údaje:

Přístroj:	třída 1, typ B	Jištění:	2x T315mA / 230V
Max. podtlak sání:	-60 kPa	Stupeň odrušení:	EN 55 011
Napájecí napětí:	230V / 50Hz, 12V	Rozměry v x š x d:	250 x 250 x 250 mm
Max. příkon:	45W	Hmotnost:	cca 3 kg