

## FOTOTERAPIE FL-222



Fototerapeutická lampa FL- 222 je určena k léčbě hyperbilirubinemie novorozenců.

Kompaktní lehká konstrukce umožňuje snadnou aplikaci přístroje na standardní novorozenecký inkubátor. Kovové úchyty slouží k bezpečné manipulaci s přístrojem.

**!!! Minimální vyzařování tepla !!! Neovlivňuje teplotní režim inkubátoru !!!**

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Přístroj:	třída č. I, typ B	Světelné zdroje:	nízkotlaké trubice
Napájecí napětí:	220V / 230V 50 Hz	Světelný výkon přístroje:	12-14mW/cm <sup>2</sup> /Nm
Max. příkon přístroje:	55 W	Životnost světelného zdroje:	cca 2000 hodin
Příkon svět. zdrojů:	2 x 20 W	Rozměry: V x Š x D:	100 x 180 x 800 mm
Jištění:	Pojistky 2 x T 630 mA	Hmotnost:	cca 4 kg