

FOTOTERAPIE FL-400

Fototerapeutická lampa FL-400 je určena k léčbě novorozenecké hyperbilirubinémie

Konstrukce přístroje na mobilním stojanu s výškově i stranově nastavitelnou světelnou hlavou umožňuje využití nad jakýmkoliv novorozeneckým inkubátorem nebo lůžkem. Automatické chlazení prodlužuje životnost světelného zdroje. Součástí přístroje je i počítač provozních hodin.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Přístroj:	třída č. I, typ B
Napájecí napětí:	230V / 50 Hz
Výška x šířka x délka:	1750 x 700 x 1000 mm
Hmotnost:	cca 35 kg
Příkon světelného zdroje:	400 W
Max. příkon přístroje:	450 W
Světelný zdroj:	halogenidová vysokotlaká výbojka RVIM 400 W modrá
Světelný výkon přístroje:	cca 25 mW/cm ² /Nm
Životnost světelného zdroje:	cca 2000 provozních hodin
Jištění:	pojistky 2x T10A /220V
Certifikace přístroje dle:	ČSN EN 60601-1 ČSN EN 60601-1-2

