

IT-94 OHŘÍVAČ INFUZNÍCH ROZTOKŮ A KREVNÍCH DERIVÁTŮ

Ohřivač infuzních roztoků typ IT - 94 je určen k temperování podávaných infuzních roztoků a krevních derivátů pacientům.

Použití:

Pro JIRP všech typů, CHIR. (operační sály), ARO, traumatologie, ortopedie, transfuzní odd., dětská, novorozenecká oddělení, včetně JIP pro patologické novorozence.

Elektronicky řízený výhřevný systém přístroje zajišťuje spolehlivé vytemperování roztoku procházejícího standardní infuzní soupravou. Tomu odpovídají i velmi příznivé provozní náklady.

Dvojnásobné jištění zabrání v případě poruchy překročení nastavené teploty.

Pevně nastavená regulace přístroje reguluje vyhřívání tak, že teplota podávaného roztoku je při odpovídajícím průtoku udržována v blízkosti tělesné teploty pacienta.

Nemůže tedy dojít např. k destabilizaci termoregulačního systému pacienta.



Technické parametry:

Rozměry:	170 x 90 x 40 mm
Hmotnost:	cca 500g
Nastavená teplota:	38.5 °C
Průtok roztoku:	do 2500 ml/hod
Napájení:	230V/21V
Příkon:	max. 25W

