

NOVOROZENECKÉ A KOJENECKÉ LŮŽKO MINI



Novorozenecké lůžko MINI je určeno pro novorozenecká a dětská oddělení všech zdravotnických zařízení. Vhodné zejména pro systém ROOMING – IN, neboť svou konstrukcí umožňuje umístění přímo nad lůžko matky, pod vyhřevný modul VM-94 nebo fototerapii FL-400.

Je mobilní, manuálně lehce výškově nastavitelné. Čtyři stranově otočná kolečka, dvě jsou vybavena brzdou. Na spodní části podvozku je umístěn odkládací košík. Potah matrace je možno zvolit látkový, koženkový nebo purplast MINT.

Jednoduchým polohovacím mechanismem lze nastavit ložnou plochu do obou "Trendelenburgových poloh" ,zvýšené či tzv. „drenážní polohy“.

Lůžko je možno doplnit vyhřívanou matrací s regulací teploty, typ RD – 95.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Rozměry: | 850 x 500 x (600-850) mm |
| Nastavení výšky: | v rozsahu 250 mm |
| Barevné provedení: | dle dohody |
| Nastavení polohování: | +/- 20° |
| Hmotnost: | cca 12 kg |