

PEDIATRICKÉ LŮŽKO PL-N



Pediatrické lůžko PL-N je určeno pro dětská lůžková oddělení všech zaměření včetně JIRP.

Ložná plocha má standardní rozměry 1600 x 650 mm. Je vybaveno 4 otočnými kolečky (z toho 2 s brzdou a polohovou aretací). Konstrukce lůžka umožňuje pomocí lineárních elektromotorů plynulé polohování do Trendelen-burgových poloh a zároveň výškové nastavení lůžka v rozsahu cca 40 cm.

Ložná plocha je složena ze 4 segmentů vyplněných kovovými sítěmi. Z toho 3 segmenty, (zádový, stehenní a lýtkový) jsou ručně polohovatelné. Obě podélné bočnice jsou svisle posuvné s plynulou aretací v jakékoliv poloze, čelo lůžka je odklápěcí. Lůžko je vybaveno euro lištami a řadou úchytů pro fixaci pacienta apod.

Matrace lůžka je dodávána se snímatelným paropropustným potahem PUR-Mint. Na přání lze lůžko doplnit držáky (stojany) infuzních dávkovačů, láhví, vaků a pod. Mezi další volitelné příslušenství patří i „Vyhřívaná matrace s automatickou regulací teploty RD-95“ pro udržení tělesné teploty hypotermických pacientů.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

| | | | |
|---------------|---|--------------------|---------------------|
| Polohování: | 2 el. motory | Hmotnost: | cca 65 kg |
| Bočnice: | 2 podélné bočnice svisle posuvné čelo u hlavy pacienta odnímatelné | Barevné provedení: | dohodou |
| Ložná plocha: | 4 segmenty, 3 polohovatelné ručně | Rozměry: | 1600 x 650 x 700 mm |