



ALFAMEDIC s.r.o.
Tř. 5. května č. 458
373 72 LIŠOV

E-mail: alfamedic@alfamedic.cz
WWW: <http://www.alfamedic.cz>
Tel.: 387 994 664
Fax: 387 994 603

VYHŘÍVANÁ MISKA VMO-06

Vyhříváná miska VMO-06 slouží k ohřevu aplikačních roztoků při operačních zákrocích.

Aplikační roztoky se používají zejména k výplachu tělních dutin, ran a dále k přípravě roušek a obkladů např. pro zastavení kapilárního plošného krvácení.

Popis přístroje

Vyhříváná miska se skládá z pětiramenného pojízdného stojanu, vyhřívacího tělesa s regulací teploty a vlastní nerezové misky.

Nerezový stojan je výškově nastavitelný, má antistatická pojezdová kolečka opatřená brzdou. Miska je zhotovena z kvalitního nerezového materiálu, dno je zesílené pro zajištění tepelné stability. Misku lze jednoduše vyjmout a sterilizovat.

Ohřev zajišťuje topné těleso s regulací teploty. Teplota je nastavitelná plynule v rozmezí 30-90°C. Topné těleso je opatřeno termostaty pro zajištění bezpečnosti přístroje proti přehřátí.

Technické parametry:

Napájení:	230V / 50 Hz
Příkon:	max 1200W
Hmotnost:	cca 12 kg, bez náplně
Ohřev:	plynule v rozsahu 30-90°C
Kapacita	4l
Signalizace:	opticky
Nast. výška:	80 x 120 cm
Rozměry (bez stojanu):	22 x 28 cm

